

AIRPORT INFORMATION

I am wearing a required medical device prescribed by my physician.

The Medtrum Insulin Pump or/and CGM System is safe for use on commercial airlines. If questioned by airline personnel about the use of this Medical Portable Electronic Device, show them this card.

The Pump Base, the Transmitter, and the PDM are MPEDs with emission levels that meet RTCA/D0160, Section 21, Category M. They will not interfere with safe operation of aircraft. Per FAA Advisory Circular #91.21-1C, dated 05/07/2015, and EASA RMT.0637 dated 24/06/2014, any MPED that meets this standard is permitted to use at any time during flight.

The Medtrum Pump and CGM System can withstand exposure to common electrostatic and electromagnetic interference, including common security systems such as an airport metal detector. During exposure, it can remain connected and powered on.

The Medtrum Pump and CGM System can safely pass through airport X-ray luggage scanner.

Do not go through a full body scanner with the Medtrum Pump or CGM System, you may request an alternative screening process.

ORO UOSTO INFORMACIJA

Aš naudoju reikalingą medicinos prietaisą, kurį paskyrė mano gydytojas.

Medtrum insulino pompa ir / arba CGM (nuotolinės gliukozės matavimo) sistema yra saugi naudojimui komercinėse oro linijose. Jei oro linijų darbuotojai klausia apie šio nešiojamojo medicininio elektroninio prietaiso naudojimą, parodykite jiems šią kortelę.

Insulino pompa, siūstuvai ir nuotolinio valdymo pultas yra nešiojamieji medicininiai elektroniniai prietaisai, kurių emisijos lygiai atitinka RTCA/D0160 21 skyriaus M kategoriją. Jie netrukdyt saugiam orlaivio naudojimui. Pagal FAA patariamąjį raštą Nr. 91.21-1C, 2015-07-05, ir EASA RMT.0637, 2014-06-24, bet kurį šį standartą atitinkantį nešiojamąjį medicininį elektroninį prietaisą leidžiama naudoti bet kuriuo skrydžio metu.

Medtrum insulino pompa ir CGM sistema yra atspari įprastų elektrostatiškos ir elektromagnetinės trikdžių poveikiui, įskaitant įprastas apsaugos sistemas, tokias kaip oro uosto metalo detektorius. Patikrinimo metu prietaisai gali būti įjungti.

Naudojant Medtrum insulino pompą ir CGM sistemą leidžiama metalo detektoriaus patikra (vartai).

Neikite per viso kūno skenavimo sistemą oro uoste, su Medtrum insulino pompa ir/arba CGM sistema – paprašykite alternatyvaus patikros būdo!